



Rosi


クイックガイド

手順動画は
こちら



01. 充電

使用前、あるいは定期的に充電してください。
USB Type-C充電ケーブルを本体のUSBソケットに接続し
充電ケーブルのコネクタを汎用のACアダプターに接続し
本体を充電してください。
※ACアダプターは付属にありませんのでご用意をお願い
いたします。



02. セットアップ

バタフライパッド(電極パッド)と本体を
接続してください。※カチッと音がします。



03. 装着

バタフライパッド裏面の保護シートを剥がし、
痛みを感じる部分の皮膚に貼り付けてください。
※保護シートは保管時に使用しますので捨てないでく
ださい。



04. Rosiの電源をON

中央のオン/オフボタンを押すと本体が起動し、
インジケータランプが緑色に点灯し
ピッと音が鳴ります。



05. モードの変更と調整

起動後、オン/オフボタンでモードの変更
※モード1は30分、モード2と3は60分連続稼働
※モード1は1回点滅、モード2は2回点滅、モード3は3回点滅
「＋」ボタンで強弱の調整が可能です。
詳しくは裏面の表をご覧ください。



モードの変更と調整

電源オンとモード設定 (🔌)					
手順	モード	操作	インジケータ	音 (ピッ)	連続稼働時間
①	電源オン	🔌 押す	緑に点灯	1回	30分
②	モード1				
③	モード2	🔌 押す	2回点滅後緑に点灯	1回	60分
④	モード3	🔌 押す	3回点滅後緑に点灯	1回	60分
⑤	モード1	🔌 押す	1回点滅後緑に点灯	1回	30分
電源を入れる(①)とモード1となります。モード変更は②から⑤の繰り返しとなります。各モードは各連続稼働時間が終了すると、自動で停止します。					

出力レベル変更 (+-)			
出力レベル	強くするとき: + 押す	音 (ピッ)	最大レベル30
	弱くするとき: - 押す	無音	最小レベル0
モードを設定してからレベルを調整してください。 電源を入れた直後の出力レベルは、毎回"0"になっています。 ※装着せずに電源を入れたままにすると、60秒後に自動停止します。装着後に電源を入れてください。 電源を入れた後、「+」を一度も押さないと60秒後に自動停止します。			

電源オフ			
電源オフ	🔌 2秒間長押し	ランプ消灯	無音

使用上の注意

【重要】取扱説明書に記載されている「1.安全上の注意(禁忌・禁止・警告)」を必ず読んでからご使用ください。

- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 妊娠中、または妊娠の可能性のある方はご使用をお控えください。
- 本品使用による発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合には、すぐに使用を中止してください。
- 水中や湿気の多い環境(サウナ、温浴施設など)で使用しないでください。
- 3,000メートルを超える高度な場所でのご使用はお控えください。
- 運転中、機械の操作中等の不意の筋肉伸縮が起こる可能性のある活動中の使用は避けてください。
- バタフライパッドは複数人で使用しないでください。
- 睡眠中に使用しないでください。
- 異物が本品に入らないようご注意ください。
- 本体を充電中に使用しないでください。

取扱説明書

詳細な取扱方法及び「1.安全上の注意(禁忌・禁止・警告)」などについては取扱説明書をご覧ください。
ダウンロードはこちらからよろしくお願いします。



お問い合わせ

〒100-0005
東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル4F
ピーアイシーグループ株式会社
Rosicareカスタマーサポート
Email:contact@rosicare.com
☎ 03-6269-9120